



EN A+Wedge Astringent wedge: Active ingredient Aluminum Sulphate Hexadecahydrate <2%. Do not sterilize. Store in original packaging in cool dry location. Avoid eye contact after handling.

BG Адстрингентен клин A+Wedge: Активна съставка: Алуминиев сулфат хексадекахидрат <2%. Да не се стерилизира. Да се съхранява в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Избягвайте контакт с очите след употреба.

CR Adstringentni klin A+Wedge: Aktivni sastojak aluminijev sulfat heksadekahidrat < 2 %. Nemojte sterilizirati. Čuvajte u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte kontakt s očima nakon rukovanja.

CZ A+Wedge mezizubní klínky: Aktivní složka síran hlinitý hexadekahydrát <2 %. Nesterilizujte. Skladujte v originálním obalu na chladném a suchém místě. Po manipulaci se nedotýkejte očí.

DA A+Wedge Astringent-kile: Aktivt indholdsstof aluminiumsulfathexadecahydrat <2 %. Må ikke steriliseres. Opbevares i original emballage på et køligt og tørt sted. Undgå øjenkontakt efter håndtering.

NL A+Wedge Samentrekkende wig: Actief bestanddeel Aluminiumsulfaat hexadecahydraat <2%. Niet steriliseren. Bewaar in originele verpakking op een koele, droge locatie. Vermijd contact met ogen na gebruik.

ET Kootava kattekihiga kiil A+Wedge. Toimeaine: alumiiniumsulfaatheksadekahüdraat (< 2%). Mitte steriliseerida. Hoida originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. Pärast käsitemist vältida käte kokkupuudet silmadega.

FI A+Wedge Astringent -kiila: Vaikuttava aine alumiinisulfaattiheksadekahydraatti < 2 %. Älä steriloï. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä kosketusta silmiin käsittelyn jälkeen.

FR Coin astringent A+ Wedge : Ingrédient actif, sulfate d'aluminium hexadécahydraté < 2 %. Ne pas stériliser. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Éviter tout contact avec les yeux après manipulation.

DE A+ Wedge Adstringierender Interdentalkiel: Wirkstoff Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat <2 % Nicht sterilisieren. Originalverpackt an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nach Benutzung Kontakt mit den Augen vermeiden.

EL A+Wedge στυπτική σφήνα: Δραστικό συστατικό εξαδεκαϋδρικό θειικό αργίλιο <2%. Μην αποστειρώνετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια μετά το χειρισμό.

HU A+Wedge adsztringens ég: Aktív hatóanyag: alumínium-szulfát hexadecahidrát <2%. Ne sterilizálja. Az eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolja. Az alkalmazást követően ne nyúljon a szeméhez.

GA A+Wedge Ding crapthach: Substaint gníomhach Aluminum Sulphate Hexadecahydrate <2%. Ná steiriligh. Stóráil sa bhunphacáistiú ináit fhionnuar thirim . Seachain teagmháil leis na súile tar éis láimhseála.

IT Cuneo astringente A+Wedge: Ingrediente attivo Solfato di alluminio esadecaidrato <2%. Non sterilizzare. Conservare nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto con gli occhi dopo l'uso.

LV A+Wedge savelkošais ķīlis: Aktīvā viela alumīnija sulfāta heksadekahidrāts <2%. Nesterilizēt. Glabāt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Pēc apstrādes izvairīties no saskares ar acīm.

LT „A+Wedge“ sutraukiamąjį poveikį turintis kaištis. Veiklioji medžiaga: aliuminio sulfato heksadekahidratas <2 %. Nesterilizuoti. Laikyti originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje. Po naudojimo vengti patekimo į akis.

MT Feles astringenti A+Wedge: Sustanza attiva: Sulfat tal-Aluminju Eżadekaidrat <2%. Tisterilizzax. Aħżen fil-pakkett oriġinali f'post frisk u xott. Evita li tmiss l-ġhajnejn wara li tmiss il-prodott.

NO A+Wedge med tilhørende sammentrekkende kil: Aktiv ingrediens: Auminiumsulfat-heksadekahydrat <2 %. Skal ikke steriliseres. Oppbevares i originalemballasje på en kjølig og tørr plass. Unngå øyekontakt etter håndtering.

PL Klin A+Wedge są nasączone płynem Astringent: Substancja czynna heksadekahydrat siarczanu glinu <2%. Nie sterylizować. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Po użyciu unikać kontaktu z oczami.

PT A+Wedge Adstringente: Ingrediente ativo: Sulfato de alumínio hexadecahidratado <2%. Não esterilizar. Armazenar na embalagem original em local fresco e seco. Evitar o contato visual após o manuseio.

RO A+Wedge Pană interdentară astringentă: Ingredient activ Sulfat de aluminiu hexadecahidrat <2%. Nu sterilizați. Depozitați în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. După manipulare, evitați contactul cu ochii.

SK Sťahujúci klin A+Wedge: Aktívna zložka: síran hlinitý hexadecahydrát < 2 % Nesterilizuje. Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Po manipulácii sa vyhnite kontaktu s očami.

SL Adstringentne interdentalne zagozde A+Wedge: Aktivna sestavina aluminijev sulfat heksadekahidrat <2 %. Ne sterilizirajte. Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi se izogibajte stiku z očmi.

ES Cuña astringente A+Wedge: ingrediente activo hexadecahidrato de sulfato de aluminio <2 %. No esterilizar. Conservar en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto con los ojos después de la manipulación.

SV A+Wedge med tillhörande sammandragande kil: Aktiv ingrediens: Aluminiumsulfat-hexadekahydrat <2 %. Förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats. Undvik ögonkontakt efter hantering.